

DMDC 玻片硅化试剂(2%)

摘要

玻片的硅化,包括盖玻片和载玻片

产品介绍

玻片的硅化,包括盖玻片和载玻片主要由二甲二氯硅烷(DMDC)组成。硅化载玻片是通过玻璃表面起化学修饰作用改变其表面的化学物理特性,使组织切片或细胞牢固的贴于玻璃片上,防止抗原修复过程中由于高温、高压的诸多因素所造成的脱片现象。玻片经过硅化处理后具有束水性。

DMDC 玻片硅化试剂(2%)主要由二甲二氯硅烷(DMDC)、有机溶剂等组成,多用于原位

杂交组织化学中玻片硅化，通过对玻璃表面起化学修饰作用，使组织切片牢固地贴于玻璃片上，不易脱落。载玻片、盖玻片均可使用。