

钙盐染色液(Von Kossa 银法)

摘要

用于显示未经脱钙处理的冰冻、石蜡包埋组织的钙盐染色，及及培养的成骨细胞的矿化结节染色。

产品介绍

用于显示未经脱钙处理的冰冻、石蜡包埋组织的钙盐染色，及及培养的成骨细胞的矿化结节染色。又称冯库萨硝酸银染色液，钙沉积物成橙红色,染色时间取决于钙的含量,检测少量钙时更有效。自备复染液,复染液为可以用 VG 或者 HE 染色。