

## 甘油明胶浮载剂

### 摘要

主要由明胶、甘油等组成，可作为浮载剂或封固剂，制作半永久的标本，用于病原真菌整体封固。近年来甘油明胶液(甘油明胶浮载剂)越来越多替代浮载剂，如果用封片剂封片，玻片样本可永久保存，尤其适用于真菌、线虫整体封固。

### 产品介绍

主要由明胶、甘油等组成，可作为浮载剂或封固剂，制作半永久的标本，用于病原真菌整体封固。近年来甘油明胶液(甘油明胶浮载剂)越来越多替代浮载剂，如果用封

片剂封片，玻片样本可永久保存，尤其适用于真菌、线虫整体封固。温度低时会凝固，加热溶解即可使用。