

黏液卡红染色液

摘要

又称黏液卡红蓝染色液,多用于显示中性粘液物质,特别适用于显示胃和上皮的中性黏液。

产品介绍

黏液卡红染色液

产品简介:

黏液物质染色有多种方法,如

AB-PAS 染色、黏液 HID-AB 染色、标准阿利新蓝染色等。以上方法大多是利用阿利新蓝(

Alcian

)属于阳离子染料可与酸性基团结合，也即阿尔辛蓝与组织内含有的阴离子基团如羧基和硫酸根形成不溶性复合物这一原理。然而以上的方法不是专门显示中性黏液物质的。